



# SIELAB

**INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS**

**SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA**

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

## MUFLAS

### **VMTECH TC-5-12 / TC-10-12**



#### **Usos:**

Ideal para uso en el área de la minería, industrial y en laboratorios. En instituciones de investigación y desarrollo, tratamiento de metales, cerámica, etc.

#### **Características:**

- ✓ Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- ✓ Bajo consumo de energía, ahorra hasta un 70%
- ✓ Rápido aumento de temperatura, además se puede ajustar la velocidad de elevación de temperatura. Demora entre 15 a 30 minutos en pasar desde temperatura ambiente a 1000°C.
- ✓ Cuenta con un dispositivo de apagado que se activa automáticamente al abrir la puerta y desconecta el calefactor para la seguridad del usuario.

**SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA**

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



# SIELAB

## INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

- ✓ Función de apagado por exceso de temperatura para evitar que la temperatura aumente demasiado y dañe la muestra.
- ✓ Controlador P.I.D. de alta precisión y fácil de operar con funciones como autoajuste, revisión de error de temperatura, temporizador, alarma de exceso de temperatura y control de estabilidad de la temperatura. El controlador de temperatura es preciso, confiable y seguro.

### Especificaciones:

Modelo	TC-5-12	TC-10-12
Potencia nominal	3KW	6KW
Temperatura nominal	1200 <sup>o</sup>	
Voltaje	220V 50Hz	trifásica
Tiempo de aumento de	≤20 min	
Cubicación	7 litros	16 litros
Área de trabajo (WxDxH)	300x200x120	400x250x160
Dimensiones (WxDxH)	515x410x550	690x525x645
Peso	40 Kg	77 Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl