



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

AGITADOR VORTEX

VMTECH 25P



- ✓ Apariencia compacta, a prueba de golpes, ideal para funcionar a alta velocidad.
- ✓ Velocidad ajustable, rango amplio: 0 - 2500rpm.

Órbita de agitación	3mm
Modo de agitación	circular
Rango de velocidad	0 - 2500rpm
Voltaje	AC 220V / AC 110V, 50/60Hz
Potencia	60W
Dimensiones (WxDxH)	132x156x150mm
Peso neto	2,4Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl