



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

BALANZA ANALÍTICA CON SENSOR ELECTROMAGNETICO

VMTECH FA2204



Características:

- ✓ Sistema de pesada en base a sensor magnético de alta precisión para mantener el peso de forma más rápida y estable
- ✓ La estética del producto se combina con el concepto simple y elegante. La cubierta exterior de aluminio mejora la capacidad antiestática y de anti-interferencias.
- ✓ Panel con cinco botones operativos.
- ✓ Vidrio parabrisas deslizante que proporciona gran espacio, comodidad y facilidad en la operación.
- ✓ Tara de rango completo, Conteo, elección de unidades...
- ✓ Interfaz RS 232 para conectar a PC e Impresora.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones técnicas:

Capacidad	220 gramos
Resolución	0,1 mg.
Pesaje mínimo	0,0004
Tempo estable	≤3 seg.
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de plato	Ø 80mm
Temperatura de operación	5 a 25°C
Repetibilidad	±0,0002 gr.
Tamaño de cúpula	240 x 190 x 265mm
Tamaño	475x315x485mm
Peso	10 Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl