



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

BALANZA DE HUMEDAD CON PANEL DIGITAL **VMTECH XY-MW**



Características:

- ✓ Cámara de acero inoxidable.
- ✓ Ajuste de tiempo y temperatura.
- ✓ LCD con luz trasera.
- ✓ Puede almacenar hasta 5 ajustes históricos.
- ✓ Muestra porcentaje de humedad y secado.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones técnicas:

MODELO	XY110MW	XY105MW	XY102MW	XY100MW	XY100MW-T
Capacidad/precisión	110g/10mg	110g/5mg	110g/2mg	110g/1mg	110g/1mg
Tamaño del plato	Ø90mm				
Legibilidad	10mg	5mg	2mg	1mg	1mg
Temp. de operación	5-35 grados				
Fuente térmica	Lámpara halógena-1			Lámpara halógena -2	
Sensor de temperatura	PT-100				
Rango de temperatura	40 grados - 199 grados				
Rango de humedad	0.00%-100.00%				
Resolución	0,2%	0,10%	0,04%	0,01%	0,01%
Rango de secado	100.00%—0.00%				
Legibilidad de secado	0,2%	0,10%	0,04%	0,01%	0,01%
Tamaño	490 x 360 x 350 mm				

Modelo XY-MW-T (Touch System)



SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl