



# SIELAB

**INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS**

**SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA**

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

## **BAÑO DE AGUA MULTIPROPÓSITO** **(Calefactor eléctrico de temperatura constante)** **VMTECH SHH.W21 (LED)**



### **Usos:**

Para ser usado en destilación, secado, concentración y calefacción termostática de productos químicos y biológicos, experimentos bioquímicos, cultivos termostáticos, comprobación de suero, y esterilización por ebullición de inyectores y pequeños artículos quirúrgicos en laboratorios y unidades médicas y de salud, entre otros.

### **Características:**

- ✓ La carcasa está compuesta por una chapa de alta calidad laminada en frío y por un plástico tratado con pintura electrostática en la superficie.
- ✓ El espacio de trabajo, el marco superior e inferior y la tapa superior están fabricados de placas de acero inoxidable de alta calidad, lo cual lo hace resistente a la corrosión.

**SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA**

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



# SIELAB

## INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

- ✓ Es fácil de operar y tiene una vida útil extensa.
- ✓ Posee un microcomputador para control de temperatura inteligente, con control de temperatura de alta precisión, rendimiento estable, fácil operación y comodidad.

### Especificaciones Técnicas:

Potencia (w)	2000
Capacidad	27 litros
Rango de control de temperatura	RT+10-100 °C
Fluctuación de temperatura (°C)	±1°C
Tamaño de la unidad de trabajo (mm) (L×W×D)	600x300x135 mm
Dimensión total (mm) ( L×W×H )	775X345X335 mm
Peso (kg)	14 Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl