



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

CABINA EXTRACCIÓN DE GASES

VMTECH 1200P

(Especial para gases ácidos)



SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones técnicas:

Voltaje	220V
Corriente nominal sin consumo	3A
Potencia máx. enchufes	2000W c/u
Dimensiones externas con base (LxWxH)	120x80x240 cm.
Dimensiones área de trabajo (LxWxH)	102x67x75 cm.
Velocidad	Variable de tres posiciones vía electrónica
Motor	Monofásico jaula de ardilla
Material	Cabina de polipropileno
	Base de trabajo de resina epóxica resistente a los químicos
Ruido	≤70dB
Lámpara fluorescente	21W*1
Protección	Interna vía fusible
Compartimientos de almacenaje	Inferior de dos puertas
Controlador	Digital de botones de presión
Ventilador	Ventilador axial incorporado.
Ventana frontal	Vidrio endurecido espesor de 5mm, altura ajustable manualmente.
Fuente de energía	AC220V±10%, 50/60Hz
Accesorios	Lámpara fluorescente, llave de agua, llave de gas, lavadero de agua, gabinete base, enchufe a prueba de agua x2, ducto PVC de 4 metros, 250mm de diámetro.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl