



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

CABINA EXTRACCIÓN DE GASES

VMTECH 1500P



SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones técnicas:

Voltaje	220V
Corriente nominal	10A
Potencia máx. enchufes	2200W c/u
Dimensiones externas con base (LxWxH)	150x85x235 cm.
Dimensiones área de trabajo (LxWxH)	126x63x118 cm.
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +40°C
Humedad relativa	No mayor a 85%
Presión atmosférica	70Kpa ~ 106Kpa
Velocidad de entrada	0,3 ~ 0,5
Material	Cabina de polipropileno
	Base de trabajo sólida, fenólica anticorrosiva (grosor de 12,7 mm.) resistente a impactos.
Ruido	≤65dB
Compartimientos de almacenaje	Inferior de cuatro puertas
Panel de control	Panel LCD con 8 botones de presión para encendido, configuración, confirmación, iluminación, stand by, válvula de aire y ventilador.
Ventana frontal	Vidrio endurecido espesor de 5mm.
Fuente de energía	AC220V±10%, 50Hz
Accesorios	Tanque de agua, grifería, lámpara fluorescente, 4 enchufes, ventanilla removible para facilitar la resolución de problemas.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl