



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

ESTUFA CONVECCIÓN FORZADA

VMTECH WGL



Usos:

Este equipo puede ser utilizado para secado, fundido y calefacción en experimentos en industrias, instituciones de investigación científica, unidades de salud, etc.

Características:

- ✓ Diseño vertical, exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- ✓ Cámara de acero inoxidable; bandejas ajustables; el ducto lateral de aire y la cubierta del calefactor inferior son de fácil montaje y desmontaje para una buena limpieza.
- ✓ Función de cronómetro y función de alarma de temperatura. Puede guardar los datos y recuperarlos en caso de corte de luz.
- ✓ Interfaz RS-485 opcional para conexión a la red.
- ✓ Puerta hermética con una amplia ventana de vidrio doble y sello de goma de silicona, lo cual otorga aislamiento de temperatura y evita eficazmente la pérdida de calor.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones:

Modelo	WGL- 30B	WGL- 45B	WGL- 65B	WGL- 125B
Potencia de calefacción	0.8KW	1.2KW	1.6KW	2.3KW
Capacidad	30 litros	45 litros	65 litros	125 litros
Rango del control de temperatura	Rm+10°C hasta 300°C			
Rango de cronómetro	1-9999 min(Tiempo constante)			
Fluctuación de temperatura	±1°C			
Resolución de temperatura	0.1°C			
Área de trabajo (WxDxH) mm	315x315x315	355x355x355	405x365x455	505x455x555
Dimensiones	460x510x695	500x550x735	550x550x840	636x680x915
Cantidad de bandejas	2			
Carga de bandeja	15kg			

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl