



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

SENSORES DE CONDUCTIVIDAD DE LABORATORIO



CS3000 Conductivity Sensor

- Standard 2-electrode Conductivity cell
- glass body
- Glass and platinum
- with Built-in ATC
- Range: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 10 mS/cm
- Cell constant $K=1.0$
- $\Phi 12 \times 120\text{mm}$
- 6-pin connector
- 1m cable length



CS3021 Conductivity Sensor

- 2-electrode Conductivity cell
- SS316L
- with Built-in ATC
- Range: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 10 mS/cm
- Cell constant $K=1$
- 6-pin connector
- 1m cable length



CS3022 Conductivity Sensor

- 2-electrode Conductivity cell
- SS316L
- with Built-in ATC
- Range: 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 100.0 S/cm
- Cell constant $K=0.1$
- 6-pin connector
- 1m cable length

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



CS3023 Conductivity Sensor

Ultra-Pure, Water Verification

- 2-electrode Conductivity cell
- SS316L
- with Built-in ATC
- Range: 0.00 $\mu\text{S/cm}$ - 2.00 S/cm
- Cell constant K=0.01
- PG13.5 thread
- 6-pin connector
- 1m cable length



CS3010 Conductivity Sensor

- 2-electrode Conductivity sensor
- SS316L
- Pt1000 ATC
- Cell constant K=10.0
- Range: 10 $\mu\text{S/cm}$ - 200.0 mS/cm
- Temp Range: -10C to 80C
- Pressure: 0 - 8 bar
- 1m cable length

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl