



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

MICROSCOPIO BINOCULAR

VMTECH SMART-1



Ocular	WF 10X-18 mm
Objetivo acromático	4X, 10X, 40X(S), 100X/1,25 (Aceite) (S)
Cabezal binocular Seidentopf	Inclinación: 30° Rotación: 360° Distancia interpupilar: 50-75mm
Revólver	Cuádruple
Platina mecánica	Tamaño platina: 145X140mm Desplazamiento: 76mmX52mm, Escala: 0.1mm Enfoque coaxial y perillas de enfoque fino Rango de desplazamiento: 26mm, Escala: 2µm Porta-objeto doble
Condensador	Abbe N.A. 1,25 (Diafragma Iris)
Iluminación	Lámpara halógena 6V/20W
Filtro	Azul

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl