



# SIELAB

**INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS**

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

## **MICROSCOPIO BINOCULAR**

### **VMTECH SMART-3**



<b>Ocular</b>	WF 10X-20 mm
<b>Objetivo plano con corrección al infinito</b>	4X
	10X
	40X (S)
	100X (Oil) (S)
<b>Cabezal binocular Seidentopf</b>	Inclinación: 30°
	Rotación: 360°
	Distancia interpupilar: 50-75mm
<b>Revolver</b>	Cuádruple
<b>Platina mecánica</b>	Tamaño platina: 145X140mm
	Desplazamiento: 76mmX52mm, Escala: 0.1mm
	Enfoque coaxial macro y micrométrico
	Rango de desplazamiento: 26mm
	Escala: 2μm
<b>Condensador</b>	Abbe N.A. 1,25 (Iris Diafragma)
<b>Iluminación</b>	Lámpara halógena 6V/20W
<b>Filtro</b>	Azul

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl